

## PAD PAK



Kaseta Pad-Pak, zawierająca baterię i elektrody w jednym module, to innowacyjne rozwiązanie do defibrylatorów Samaritan PAD. Dzięki integracji elektrod z baterią, użytkownicy oszczędzają na kosztach eksploatacji, a przewód o długości 1 metra i czytelne oznaczenia ułatwiają poprawne użycie.

---

**860,00 zł z VAT, 860,00 zł netto**

Pad-Pak to kaseta integrująca baterię oraz elektrody, stanowiąca najbardziej optymalne i ekonomiczne rozwiązanie do defibrylatorów Samaritan PAD. Dzięki tej innowacyjnej formie użytkownicy oszczędzają na kosztach eksploatacji, mając do wymiany tylko jeden element. Elektrody są połączone z baterią, co redukuje konieczność kontrolowania dwóch dat ważności – kaseta Pad-Pak ma jedną datę ważności wynoszącą 4 lata od daty sprzedaży. Kaseta dla osób dorosłych wyposażona jest w przewód o długości 1 metra, a elektrody są łatwe do przyklejenia, co dodatkowo ułatwiają ikony wskazujące prawidłowe ułożenie na klatce piersiowej. System integracji, opatentowany przez firmę HeartSine, zapewnia wygodę i oszczędność, eliminując konieczność częstej wymiany elektrod, jak to bywa w defibrylatorach z oddzielnymi komponentami.

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.