

# PANEL UDOWY DO APTECZKI PIASKOWY



Panel udowy to dodatkowe akcesorium dedykowane do mocowania saszetek PTR (Personal Truma Responder). Dzięki niemu, użytkownik ma zawsze łatwy i szybki dostęp do zasobnika, jednocześnie posiadając wolne dłonie.

**Prezentowane zdjęcia z apteczką jest podglądowe i przedstawia przykładowe zastosowanie mocowania.**

---

**Kod produktu:** TOR-119

**110,00 zł z VAT, 89,43 zł netto**

## Opis

Panel udowy to dodatkowe akcesorium dedykowane do mocowania saszetek PTR (Personal Truma Responder). Dzięki niemu, użytkownik ma zawsze łatwy i szybki dostęp do zasobnika, jednocześnie posiadając wolne dłonie. Zakłada się go na nogę z użyciem 3 pasów mocujących – 1 pionowy z zapięciem do paska u spodni oraz 2 elastyczne, poziome, okalające udo. Takie rozwiązanie sprawia, że jest on bardzo stabilny po założeniu. Dodatkowo pasy poziome od strony uda zostały wyposażone w gumowe elementy, które zapobiegają przemieszczaniu się panelu po udzie nawet podczas biegu czy wyskoku. Po zewnętrznej stronie panelu znajduje się obszar pokryty rzepem, do którego przyklejana jest saszetka PTR. Dla dodatkowego zabezpieczenia saszetki mamy do dyspozycji jeszcze jeden pasek odpinany na klamrę. Takie mocowanie sprawia, że zamocowana apteczka nie odczepi się nawet w trakcie intensywnego ruchu czy zahaczenia o przypadkowe obiekty.

- Wymiary panelu: 15 x 17 cm
- Wymiary rzepu: 13 x 15 cm

## Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do transportu wyposażenia. Użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Przed użyciem sprawdzić stan techniczny elementów (szywy, zamki, paski).

## Producent

Black Front Paweł Warzybok

Opolska 15

61-471 Poznań

Polska

+48 662 434 523

biuro@blackfront.pl

## **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## **Producent**

Black Front Paweł Warzybok Opolska 15 61-471 Poznań Polska +48 662 434 523 biuro@blackfront.pl

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.