

PAS DO STABILIZACJI MIEDNICY SAM PELVIC SLING II - ZIELONY



Pas do stabilizacji miednicy Sam Pelvic Sling II w wersji militarnej – kolor zielony.

Kod produktu: PS301-OD-EN

GTIN: 822045428614

Kod produktu: RT-136

GTIN: 822045428614

439,00 zł z VAT, 406,48 zł netto

Opis

Pas do unieruchamiania miednicy Sam Pelvic Sling II w wersji militarnej – kolor zielony. Produkt zaprojektowany w sposób zapewniający ochronę i skuteczne unieruchomienie złamań miednicy. Produkt opatentowany, który posiada automatycznie zatrzymującą się klamrę posiadającą ząbki, które blokują ją w sytuacji użycia zbyt dużej siły naciągu.

Pas do unieruchamiania miednicy Sam Pelvic Sling II - charakterystyka

- automatycznie blokująca się klamra skutecznie unieruchamiająca otwarte złamania miednicy
- kontrola siły zacisku
- możliwość przesuwania pasa pod poszkodowanym
- Materiał przenikalny dla promieni X (z wyjątkiem 2 ząbków zaciskowych umieszczonych w klamrze)
- wersja militarna – kolor zielony

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

SAM Medical Products, Stany Zjednoczone

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Emergo Europe, Holandia

Pas do stabilizacji miednicy Sam Pelvic Sling II - film prezentacyjny

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.