

PAS DO STABILIZACJI ZŁAMAŃ MIEDNICY BLACK FRONT



Produkt wykonany z lekkiego i wytrzymałego materiału, który jest przenikalny dla promieniowania rentgenowskiego X. Jego kształt i budowa umożliwia bezproblemowy dostęp do jamy brzusznej oraz tętnic udowych. Założenie pasa jest bardzo proste i intuicyjne, choć zalecane jest wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi i wykonanie praktyk szkoleniowych zgodnie z obowiązującymi zasadami kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Kod produktu: BFPS

GTIN: 6973105232789

Kod produktu: TIU-068

GTIN: 6973105232789

295,00 zł z VAT, 273,15 zł netto

Opis

Uniwersalny pas do unieruchamiania złamań w obrębie miednicy.

Produkt wykonany z lekkiego i wytrzymałego materiału, który jest przenikalny dla promieniowania rentgenowskiego X. Jego kształt i budowa umożliwia bezproblemowy dostęp do jamy brzusznej oraz tętnic udowych. Założenie pasa jest bardzo proste i intuicyjne, choć zalecane jest wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi i wykonanie praktyk szkoleniowych zgodnie z obowiązującymi zasadami kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Pas jest uniwersalnego rozmiaru co oznacza, że można go dostosować i używać w przypadku osób o różnych obwodach bioder. Dzięki zastosowaniu trzech kolorów rzepów, użytkownik ma możliwość szybkiego dopasowania długości pasa w 3 zakresach:

1. **kolor czerwony (rozmiar S): 69 - 114 cm**
2. **kolor pomarańczowy (rozmiar M): 81 - 127 cm**
3. **kolor żółty (rozmiar L): 91 - 137 cm**

Pas posiada klamrę z mechanizmem blokującym przy odpowiedniej sile naciągu, który umożliwia bezpieczny transport poszkodowanego z urazem miednicy. Masa około 275 gram.

Charakterystyka produktu

- wyrób medyczny klasy I, niesterylny
- wyrób jednorazowego użytku
- termin przydatności 5 lat od produkcji

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Anping Guardian Medical Equipment Co., Ltd., Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Mednet GmbH, Niemcy

Film prezentacyjny z użycia pasa BFPS

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Anping Guardian Medical Equipment Co., Ltd., Chiny

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.