

## PEDI PAK



Kaseta Pedi-Pak, zawierająca baterię i elektrody w jednym module, jest przeznaczona do użycia u dzieci w wieku od 1 do 8 lat lub o wadze poniżej 25 kg. Zintegrowana konstrukcja zmniejsza koszty eksploatacji, a jasnoróżowy kolor pozwala łatwo odróżnić zestaw od wersji dla dorosłych.

---

**1 070,00 zł z VAT, 1 070,00 zł netto**

Pedi-Pak to kaseta zaprojektowana z myślą o najmłodszych pacjentach, zawierająca zarówno baterię, jak i elektrody w jednym module. Przeznaczona do stosowania u dzieci od 1 do 8 roku życia lub o wadze poniżej 25 kg. Dzięki innowacyjnej integracji elektrod z baterią użytkownicy oszczędzają na kosztach eksploatacji, mając do monitorowania tylko jedną datę ważności, wynoszącą aż 4 lata. Elektrody są łatwe do umieszczenia dzięki jasnym ikonom, które wskazują prawidłowe ułożenie – jedna elektroda na plecach dziecka, druga w środkowej części klatki piersiowej. Dodatkowo, jasnoróżowy kolor kasety Pedi-Pak odróżnia ją od wersji dla dorosłych, co zapewnia łatwą identyfikację podczas akcji ratunkowej. To ekonomiczne i wygodne rozwiązanie dla każdego użytkownika defibrylatorów Samaritan.

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.