




PLEURACAN A - ZESTAW DO DRENAŻU OPŁUCNEJ I ODBARCZANIA ODMY

Zestaw do ciągłego odsysania powietrza i płynów z opłucnej i jamy klatki piersiowej.

Kod produktu: 4462556

Kod produktu: TLE-080

189,00 zł z VAT, 175,00 zł netto

Opis

Zestaw do ciągłego odsysania powietrza i płynów z opłucnej i jamy klatki piersiowej.

Skład kompletnego zestawu

- Cienkościenna igła do przebijania z krótkim ostrzem 3,35 x 78 mm zabezpieczona nasadką ochronną
- Cewnik Certon® 2,7 x 450 mm wykonany z poliuretanu, pasek cieniujący
- Osłona ochronna cewnika, zaślepka zamykająca na końcówce
- Podwójna ochrona przeciwwrotna
- Worek na wydzieliny 2,0l z rurką i adapterem stopniowym
- Omnifix® strzykawka typu Luer 50ml (możliwość użycia do 60ml)
- Zatyczka trójdrożna Discofix® z rurką łączącą

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

B. Braun Melsungen AG, Niemcy

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

B. Braun Melsungen AG, Niemcy