

PODŁĄCZENIE TWARZY BRAYDEN / BRAYDEN PRO / JUNIOR / OBI



Podłączenie twarzy Brayden to łącznik umożliwiający zamocowanie skóry twarzy z jednostką głowy manekina, dzięki czemu twarz fantomu pozostaje na miejscu podczas oddechów ratowniczych, a wdmuchiwane powietrze będzie kierowane bezpośrednio do dróg oddechowych.

Łącznik wykonany jest z plastiku.

Wymiary: śr. 3,2 cm; wys. 2,5 cm

Waga: ok. 4 g

Podłączenie twarzy Brayden Adult / Junior / OBI

kod: IM13-SA07/IM13-JA02/IM16-SA07/IM13-OBA03

Podłączenie twarzy Brayden to łącznik umożliwiający zamocowanie skóry twarzy z jednostką głowy manekina, dzięki czemu twarz fantomu pozostaje na miejscu podczas oddechów ratowniczych, a wdmuchiwane powietrze będzie kierowane bezpośrednio do dróg oddechowych.

Łącznik wykonany jest z plastiku.

Wymiary: śr. 3,2 cm; wys. 2,5 cm

Waga: ok. 4 g

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.