

POJEMNIK Z POMPĄ DO SYMULACJI KRWOTOKU



Worek z pompką do symulowania przepływu sztucznej krwi to praktyczny element uzupełniający zestawy treningowe z zakresu kontroli krwotoków, pakowania ran i iniekcji. Pozwala w prosty sposób zwiększyć ciśnienie płynu w modelach treningowych, symulując zarówno krwawienie żyłne, jak i tętnicze. Wyposażony w zawór jednokierunkowy, który zapobiega cofaniu się płynu, gwarantuje czystą i wydajną pracę podczas wielokrotnego użycia. Worek może być wykorzystywany z większością trenażerów ran.

Kod produktu: MT00104

Kod produktu: FAN-232

250,00 zł z VAT, 203,25 zł netto

Opis

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

Producent

MEDIS Ewelina Warzybok

Północna 145C

62-005 Promnice

Polska

+48 789 772 898

aed@reanibex.pl

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

MEDIS Ewelina Warzybok Północna 145C 62-005 Promnice Polska +48 789 772 898 aed@reanibex.pl