



POKROWIEC NA DESKĘ ORTOPEDYCZNĄ Z KIESZENIĄ NA STABILIZATOR GŁOWY

Pokrowiec ochronny na deskę ortopedyczną oraz stabilizator klockowy głowy wraz z pasami.

Kod produktu: TOR-022

410,00 zł z VAT, 333,33 zł netto

Opis

Pokrowiec ochronny na deskę ortopedyczną oraz stabilizator klockowy głowy wraz z pasami. Uszyty z bardzo mocnego materiału o wysokiej odporności na uszkodzenia. Produkt jest zapinany na zamek oraz posiada dla poprawy bezpieczeństwa elementy z taśmy odblaskowej. Pokrowiec można transportować za pomocą dwóch par rączek. Z przodu znajduje się odpinana komora na stabilizator klockowy głowy o wymiarach 28 x 43 x 14 cm. Kieszka doczepiana jest na rzepy oraz mocowana za pomocą regulowanego paska zapinanego na klamrę. Produkt kompatybilny z wszystkimi deskami ortopedycznymi, które są dostępne na polskim rynku.

Wymiary: 188 cm x 45 cm x 8 cm.

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do transportu wyposażenia. Użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
Przed użyciem sprawdzić stan techniczny elementów (szywy, zamki, paski).

Producent

MED-WAR Tomasz Warzybok
ul. 11 listopada 5
62-100 Wągrowiec
Polska
+48 516 546 004
sklep@szkolimy.net

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

MED-WAR Tomasz Warzybok ul. 11 listopada 5 62-100 Wągrowiec Polska +48 516 546 004 sklep@szkolimy.net