

PULSOKSYMETR NAPALCOWY CONTEC CMS50-PRO



Pulsoksymetr CMS50D jest urządzeniem elektronicznym służącym do nieinwazyjnego pomiaru saturacji krwi oraz częstotliwości pracy serca (puls). Model tego urządzenia jest dostępny w Polsce od wielu lat i cieszy się bardzo dużą popularnością.

[Instrukcja pulsoksymetru CMS50-Pro w języku polskim](#)

Kod produktu: CMS50-Pro

GTIN: 6945040105794

Kod produktu: SPR-021

GTIN: 6945040105794

66,00 zł z VAT, 61,11 zł netto

Opis

Pulsoksymetr CONTEC CMS50-Pro to urządzenie medyczne, które służy do szybkiego pomiaru **poziomu natlenienia krwi oraz tętna**. Stopień nasycenia krwi tlenem (saturacja) oznaczony jest symbolem **SpO2** i wyrażony w wartościach procentowych. Prawidłowy przedział wyniku saturacji u zdrowych osób wynosi 95-99%. **Tętno** (częstotliwość pracy serca) oznaczone jest symbolem **PRbpm** i prezentuje ilość uderzeń serca w czasie minuty. Ponadto, urządzenie wskazuje także **falę przebiegu**.

Parametry techniczne:

- Wyświetlacz OLED 15mm x 30mm
- 4 kierunki trybu wyświetlania
- Zakres pomiaru saturacji SpO2 0%~100% (rozdzielczość -1%)
- Dokładność 70%~100% $\pm$ 2%
- Zakres pomiarowy tętna 30bpm ~250bpm (rozdzielczość -1bpm)
- Dokładność $\pm$ 2bpm lub 2% (możliwość wyboru większej)
- Rozbieżność między wartością mierzoną w warunkach sztucznego i naturalnego światła mniejsza jest niż $\pm$ 1%
- Pobór mocy: mniej niż 30mA
- Napięcie DC 2.6V ~ 3.6V
- Zasilanie: 2 baterie alkaliczne 1.5V (AAA)
- Czas pracy na bateriach: około 20 godzin
- Wymiary: 57mm x 31mm x 32mm

- Waga z bateriami: ok. 50g

Dla kogo pulsoksymetr?

- Dorośli: > 40kg
- Dzieci: 10 – 40 kg
- Niemowlaki: 3 – 20 kg
- Noworodki: 0,5 – 4 kg

Skład zestawu:

- pulsoksymetr CMS50-Pro
- smycz
- 2 baterie alkaiczne
- oryginalne pudełko producenta

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Contec Medical Systems Co., Ltd, Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Prolinx GmbH, Niemcy

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Contec Medical Systems Co., Ltd, Chiny