

PULSOKSYMETR PRZENOŚNY UT100 (MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH)



Pulsoksymetr UT100 przeznaczony do precyzyjnego, szybkiego i nieinwazyjnego pomiaru stopnia natlenienia, nasycenia hemoglobiny tlenem potocznie określanego jako saturacja [SpO2] oraz pulsu [PR]. Obrazuje krzywą SpO2PLETH.

Kod produktu: UT100

GTIN: 6974247100042

Kod produktu: SM-016

GTIN: 6974247100042

1 100,00 zł z VAT, 1 018,52 zł netto

Opis

Najważniejsze cechy pulsoksymetru UT100:

- precyzyjny pomiar wartości natlenienia / saturacji oraz pulsu, krzywa SpO2PLETH
- czytelny kolorowy wyświetlacz LCD z 5 konfiguracjami ekranu
- czas pracy do 20 h (niskie zużycie energii)
- duża pamięć wewnętrzna
- lekki i poręczny (waga z bateriami 258g, kompaktowa budowa 75x135x28mm)
- pamięć mierzonych parametrów ze śledzeniem trendów
- regulowane granice alarmowe
- menu w języku polskim
- gwarancja 2 lata

Zestaw zawiera:

- pulsoksymetr
- klips na palec dla dorosłych
- ładowarkę
- akumulatorki
- instrukcję obsługi
- pasek (zawieszkę)

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

UTECH CO., LTD., Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

CMC Medical Devices & Drugs S.L., Hiszpania

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

UTECH CO., LTD., Chiny

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.