

REDUKTOR TLENOWY Z KRÓĆCEM I ZŁĄCZEM AGA (Z- 100.2.2.P-T | TWORZYWO)



Reduktor tlenowy z króćcem i złączem AGA przeznaczony jest do pracy z butlą z tlenem medycznym. Zastosowanie korpusu z wytrzymałego tworzywa sztucznego pozwoliło zmniejszyć masę reduktora bez utraty jakości oraz parametrów użytkowych.

Produkt jest zgodny z najnowszymi wytycznymi KS RG z czerwca 2021 roku i może być stosowany w zestawach ratownictwa medycznego R1.

Kod produktu: Z-100.2.2.P-T

Kod produktu: TLE-086

820,00 zł z VAT, 759,26 zł netto

Opis

Reduktor tlenowy z króćcem i złączem AGA przeznaczony jest do pracy z butlą z tlenem medycznym. Zastosowanie korpusu z wytrzymałego tworzywa sztucznego pozwoliło zmniejszyć masę reduktora bez utraty jakości oraz parametrów użytkowych. Wykorzystywany jest do zredukowania/zmniejszania ciśnienia pobieranego tlenu z butli, którego wartość można zobaczyć na czytelnym manometrze. Posiada standardowe przyłącze do butli tlenowej DIN G3/4". Reduktor służy do dystrybucji tlenu ze stałą wielkością przepływu, maksymalnie do 25 l/min. Istnieje możliwość podłączenia go do dozownika tlenu, respiratora lub przewodu sieci tlenowej w karetce.

Charakterystyka produktu

- zakres regulacji przepływu tlenu 0-25 l/min – (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 20, 25 l/min)
- posiada złącze AGA umożliwiające prace z respiratorem, dozownikiem i siecią tlenową
- ciśnienie zasilania od 4 do 20 MPa
- ciśnienie zredukowane od 0,4 do 0,5 MPa
- kod produktu: Z-100.2.2.P-T

Produkt jest zgodny z najnowszymi wytycznymi KS RG z czerwca 2021 roku i może być stosowany w zestawach ratownictwa medycznego R1.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

MetalERG Sp. z o.o., Polska

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

MetalERG Sp. z o.o., Polska

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.