

# REDUKTOR TLENOWY Z KRÓCCEM I ZŁĄCZEM AGA (Z-100.2.2.P)



Reduktor tlenowy z króćcem i złączem AGA przeznaczony jest do pracy z butlą z tlenem medycznym.

Produkt jest zgodny z najnowszymi wytycznymi KSRG z czerwca 2021 roku i może być stosowany w zestawach ratownictwa medycznego R1.

**Kod produktu:** Z-100.2.2.P

---

**Kod produktu:** TLE-009

**870,00 zł z VAT, 805,56 zł netto**

## Opis

Reduktor tlenowy z króćcem i złączem AGA przeznaczony jest do pracy z butlą z tlenem medycznym. Wykorzystywany jest do zredukowania/zmniejszania ciśnienia pobieranego tlenu z butli, którego wartość można zobaczyć na czytelnym manometrze. Posiada standardowe przyłącze do butli tlenowej DIN G3/4". Reduktor służy do dystrybucji tlenu ze stałą wielkością przepływu, maksymalnie do 25 l/min. Istnieje możliwość podłączenia go do dozownika tlenu, respiratora lub przewodu sieci tlenowej w karetce.

## Charakterystyka produktu

- zakres regulacji przepływu tlenu 0-25 l/min - (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 20, 25 l/min)
- posiada złącze AGA umożliwiające prace z respiratorem, dozownikiem i siecią tlenową
- ciśnienie zasilania od 4 do 20 MPa
- ciśnienie zredukowane od 0,4 do 0,5 MPa
- kod produktu: Z-100.2.2.P

Produkt jest zgodny z najnowszymi wytycznymi KSRG z czerwca 2021 roku i może być stosowany w zestawach ratownictwa medycznego R1.

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Producent

MetalERG Sp. z o.o., Polska

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## **Producent**

MetalERG Sp. z o.o., Polska

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.