

# REDUKTOR TLENOWY Z KRÓCCEM (Z-100.2.1.P-T | TWORZYWO)



Reduktor tlenowy z króćcem przeznaczony jest do pracy z butlą z tlenem medycznym. Reduktor z króćcem służy do tlenoterapii bez nawilżacza. Zastosowanie korpusu z wytrzymałego tworzywa sztucznego pozwoliło zmniejszyć masę reduktora bez utraty jakości oraz parametrów użytkowych.

**Kod produktu:** Z-100.2.1.P-T

---

**Kod produktu:** TLE-091

**860,00 zł z VAT, 796,30 zł netto**

## Opis

Reduktor tlenowy z króćcem przeznaczony jest do pracy z butlą z tlenem medycznym. Zastosowanie korpusu z wytrzymałego tworzywa sztucznego pozwoliło zmniejszyć masę reduktora bez utraty jakości oraz parametrów użytkowych. Wykorzystywany jest do zredukowania/zmniejszania ciśnienia pobieranego tlenu z butli, którego wartość można zobaczyć na czytelnym manometrze. Posiada standardowe przyłącze do butli tlenowej DIN G3/4". Reduktor służy do dystrybucji tlenu ze stałą wielkością przepływu, maksymalnie do 15 l/min. Reduktor z króćcem służy do tlenoterapii bez nawilżacza.

## Charakterystyka produktu

- zakres regulacji pokrętkiem 0-15 l/min
- ciśnienie zasilania od 4 do 20 MPa
- kod produktu: Z-100.2.1.P-T

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Producent

MetalERG Sp. z o.o., Polska

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## **Producent**

MetalERG Sp. z o.o., Polska

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.