

REDUKTOR TLENOWY ZE ZŁĄCZEM AGA (Z-100.2.0.P)



Reduktor tlenowy ze złączem AGA przeznaczony jest do pracy z butlą z tlenem medycznym. Na życzenie klienta reduktor może zostać wykonany z wyjściem DIN.

Kod produktu: Z-100.2.0.P

Kod produktu: TLE-043

860,00 zł z VAT, 796,30 zł netto

Opis

Reduktor tlenowy ze złączem AGA przeznaczony jest do pracy z butlą z tlenem medycznym. Poprzez gniazdo AGA do reduktora

można przyłączyć np. regulator (dozownik), respirator lub przewód sieci tlenowej.

Charakterystyka produktu

- posiada złącze AGA umożliwiające prace z respiratorem, dozownikiem i siecią tlenową
- ciśnienie zasilania od 4 do 20 MPa
- minimalny przepływ wynosi 140 l/min
- ciśnienie zredukowane od 0,4 do 0,5 MPa
- kod produktu: Z-100.2.0.P

Na życzenie klienta reduktor może zostać wykonany z wyjściem DIN.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

MetalERG Sp. z o.o., Polska

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

MetalERG Sp. z o.o., Polska