

REDUKTOR TLENOWY ZE ZŁĄCZEM KĄTOWYM DO NAWILŻACZA (Z-100.2.1.P-T | TWORZYWO)



Reduktor tlenowy z króćcem i złączem AGA przeznaczony jest do pracy z butlą z tlenem medycznym. Zastosowanie korpusu z wytrzymałego tworzywa sztucznego pozwoliło zmniejszyć masę reduktora bez utraty jakości oraz parametrów użytkowych.

Kod produktu: Z-100.2.1.P-T

Kod produktu: TLE-098

870,00 zł z VAT, 805,56 zł netto

Opis

Reduktor tlenowy z króćcem i złączem AGA przeznaczony jest do pracy z butlą z tlenem medycznym. Zastosowanie korpusu z wytrzymałego tworzywa sztucznego pozwoliło zmniejszyć masę reduktora bez utraty jakości oraz parametrów użytkowych. Wykorzystywany jest do zredukowania/zmniejszania ciśnienia pobieranego tlenu z butli, którego wartość można zobaczyć na czytelnym manometrze. Posiada standardowe przyłącze do butli tlenowej DIN G3/4". Reduktor służy do dystrybucji tlenu ze stałą wielkością przepływu, maksymalnie do 25 l/min. Istnieje możliwość podłączenia go do dozownika tlenu, respiratora lub przewodu sieci tlenowej w karetkce.

Charakterystyka produktu

- zakres regulacji pokrętkiem 0-15 l/min
- ciśnienie zasilania od 4 do 20 MPa
- kod produktu: Z-100.2.1.P-T

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

MetalERG Sp. z o.o., Polska

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

MetalERG Sp. z o.o., Polska

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.