


REDUKTOR TLENOWY ZE ZŁĄCZEM KĄTOWYM DO NAWILŻACZA (Z-100.2.1.P)



Reduktor tlenowy z przyłączem kątowym do nawilżacza przeznaczony jest do pracy z butlą z tlenem medycznym. Reduktor służy do tlenoterapii z nawilżaczem.

Kod produktu: Z-100.2.1.P

Kod produktu: TLE-083

895,00 zł z VAT, 828,70 zł netto

Opis

Reduktor tlenowy z przyłączem kątowym do nawilżacza przeznaczony jest do pracy z butlą z tlenem medycznym. Wykorzystywany jest do zredukowania/zmniejszenia ciśnienia pobieranego tlenu z butli, którego wartość można zobaczyć na czytelnym manometrze. Posiada standardowe przyłącze do butli tlenowej DIN G3/4". Reduktor służy do dystrybucji tlenu ze stałą wielkością przepływu, maksymalnie do 15 l/min. Reduktor służy do tlenoterapii z nawilżaczem.

Charakterystyka produktu

- zakres regulacji pokrętkiem 0-15 l/min
- ciśnienie zasilania od 4 do 20 MPa
- kod produktu: Z-100.2.1.P

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

MetalERG Sp. z o.o., Polska

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

MetalERG Sp. z o.o., Polska