

RESPIRATOR TRANSPORTOWY 6000S



Respirator transportowy 6000S to profesjonalne urządzenie medyczne dedykowane dla wykwalifikowanego personelu medycznego do udzielania pomocy w warunkach poza szpitalnych. Urządzenie daje możliwość pracy ze wszystkimi pacjentami powyżej 10kg masy ciała.

Kod produktu: 6000S

Kod produktu: SM-012

14,500,00 zł z VAT, 13,425,93 zł netto

Opis

Respirator transportowy 6000S to profesjonalne urządzenie medyczne dedykowane dla wykwalifikowanego personelu medycznego do udzielania pomocy w warunkach pozaszpitalnych. Urządzenie daje możliwość pracy ze wszystkimi pacjentami powyżej 10kg masy ciała.

Respirator jest kompatybilny, przenośny, łatwy w obsłudze i posiada innowacyjny system nawigacji głosowej, ułatwiający jego użytkowanie. Wśród językowych jest również dostępny język polski. Dzięki niskiej wadze i ergonomicznej budowie, można go bezproblemowo przenosić. Urządzenie posiada poziom ochrony na poziomie IP44, co zapewnia wysoką ochronę przed zachlapaniem cieżą z różnych kierunków z natężeniem do 10 litrów na minutę.

Respirator wyposażony jest w kolorowy ekran TFT, który wyświetla parametry dotyczące ciśnienia w drogach oddechowych oraz dostępne tryby wentylacji. System kodowania kolorów i strzałek ułatwia szybkie i bezpieczne ustawienia parametrów dla każdego typu pacjenta. Respirator posiada pokręta do płynnej regulacji częstości i objętości oddechowej. Urządzenie jest zgodne z najnowszymi wytycznymi American Heart Association (AHA) i European Resuscitation Council (ERC).

Dostępne tryby pracy

1. Wentylacja kontrolowana (IPPV): dostępny automatycznie po włączeniu urządzenia. Tryb ten umożliwia podawanie cykli wentylacyjnych zaintubowanemu pacjentowi zgodnie z parametrami wentylacji ustawionymi na urządzeniu.
2. Wentylacja wspomagana (A/C): drugi tryb pracy respiratora, w którym automatycznie dostarcza powietrze do płuc, gdy wykryje próbę oddechu pacjenta. W przypadku jej braku, urządzenie samo inicjuje oddech w ustalonym wcześniej rytmie w trybie kontrolowanym
3. Tryb ręczny (manual mode): kiedy respirator znajduje się w trybie wentylacji IPPV, można przełączyć go w tryb wentylacji ręcznej (M). Urządzenie dostarcza wtedy pacjentowi gaz ze stałą prędkością we wcześniej ustalonych

parametrach, aż do momentu zwolnienia przycisku wentylacji ręcznej.

Parametry techniczne:

- Możliwość zasilania tlenem z butli lub instalacji tlenowej
- Kolorowy wyświetlacz LCD / TFT przedstawiający w intuicyjny sposób parametry pracy urządzenia o rozdzielczości 320×240
- Dostępna funkcja mieszania tlenu z powietrzem (AIR MIX) o wysokiej wydajności, która znacznie wydłuża czas używania butli z gazem
- Zakres objętości oddechowej w przedziale 100 – 1500 ml
- Ciśnienie robocze w przedziale 2,7 do 6,0 bar
- Akumulator litowo-jonowy 7.4V, 3400 mAh umożliwiający pracę urządzenia do 10 godzin w temperaturze pokojowej
- Stopień ochrony na poziomie IP44
- Wymiary urządzenia: 24 x 12 x 10 cm
- Waga urządzenia: ok. 1,3 kg
- Gwarancja na urządzenie 12 miesięcy

Wyposażenie zestawu:

- Respirator 6000S
- Wielorazowy przewód wentylacyjny
- Wielorazowa maska tlenowa w rozmiarze
- Uchwyt do maski
- Silikonowa uprząż do maski
- Ładowarka

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Ambulanc (Shenzhen) Tech. Co., Ltd., Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Niemcy

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Ambulanc (Shenzhen) Tech. Co., Ltd., Chiny