

RESPIRATOR TRANSPORTOWY MICROVENT



Respirator MicroVent (model Classic Advanced) to urządzenie od znanego producenta z Wielkiej Brytanii, firmy MEDITECH. Zaprojektowany dla służb ratowniczych, które potrzebują mały, ale niezawodny respirator transportowy wspomagający działania ratownicze na miejscu zdarzenia.

Kod produktu: SM-028

6 700,00 zł z VAT, 6 203,70 zł netto

Opis

Respirator MicroVent (model Classic Advanced) to urządzenie od znanego producenta z Wielkiej Brytanii, firmy MEDITECH. Zaprojektowany dla służb ratowniczych, które potrzebują mały, ale niezawodny respirator transportowy wspomagający działania ratownicze na miejscu zdarzenia. Opisywany model umożliwia wentylację zarówno **osób dorosłych** jak i **dzieci** w dwóch trybach: **automatycznym** lub **ręcznym**. Wykonany z solidnych materiałów, które gwarantują wieloletnią i bezproblemową eksploatację.

Funkcjonalności urządzenia

- zasilanie: pneumatyczne
- dwa tryby działania do wyboru: automatyczny lub ręczny
- szybka i intuicyjna regulacja dorosły / dziecko
- częstotliwość oddechu w trybie automatycznym (na min) – 12 do 24,
- stężenie tlenu w trybie automatycznym: 100%
- objętość oddechowa w trybie automatycznym: 1,2 do 0,3
- wartość przepływu w trybie automatycznym (l / min) : 43,2 – 21,6
- wartość przepływu w trybie ręcznym (l / min) : 40
- waga urządzenia bez przewodu: 214 g
- wymiary urządzenia (cm): 12 x 5,5 x 10

Zawartość zestawu

- respirator transportowy MicroVENT
- przewód tlenowy ze złączką AGA o długości 2m

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

B.N.O.S. Meditech Ltd, Wielka Brytania

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Medical Device Management Ltd (MDM), Irlandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

B.N.O.S. Meditech Ltd, Wielka Brytania

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.