

# RESUSCYTATOR, WOREK SAMOROZPRĘŻALNY PVC DLA DOROSŁYCH



Wysokiej jakości resuscytator PVC dla dorosłych (worek samorozprężalny) przeznaczony jest do prowadzenia wentylacji pacjenta. Worek posiada zawór bezpieczeństwa ograniczający ciśnienie do 60 mbar. Produkt jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu.

**Kod produktu:** EMR0401005

**GTIN:** 6946430422439

---

**Kod produktu:** TLE-030

**GTIN:** 6946430422439

**69,00 zł z VAT, 63,89 zł netto**

## Opis

Wysokiej jakości resuscytator PVC dla dorosłych (worek samorozprężalny) przeznaczony jest do prowadzenia wentylacji pacjenta. Worek posiada zawór bezpieczeństwa ograniczający ciśnienie do 60 mbar. Produkt jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu.

### W skład zestawu wchodzi

- resuscytator PVC 1500 ml
- maska nr 5
- rezerwuar 2000 ml
- przewód tlenowy o długości 2,1 m
- zawór bezpieczeństwa

### Charakterystyka produktu

- wyrób medyczny klasy 2a, niesterylny
- wersja: dla osób dorosłych
- produkt jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu
- termin przydatności: 3 lat od daty produkcji

### Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent**

Xiamen Compower Medical Tech. Co., Ltd., Chiny

**Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Niemcy

**Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent**

Xiamen Compower Medical Tech. Co., Ltd., Chiny

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.