

RESUSCYTATOR, WOREK SAMOROZPRĘŻALNY PVC DLA DOROSŁYCH



Wysokiej jakości resuscytator PVC dla dorosłych (worek samorozprężalny) przeznaczony jest do prowadzenia wentylacji pacjenta. Worek posiada zawór bezpieczeństwa ograniczający ciśnienie do 60 mbar. Produkt jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu.

Kod produktu: EMR0401005

GTIN: 6946430422439

Kod produktu: TLE-030

GTIN: 6946430422439

69,00 zł z VAT, 63,89 zł netto

Opis

Wysokiej jakości resuscytator PVC dla dorosłych (worek samorozprężalny) przeznaczony jest do prowadzenia wentylacji pacjenta. Worek posiada zawór bezpieczeństwa ograniczający ciśnienie do 60 mbar. Produkt jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu.

W skład zestawu wchodzi

- resuscytator PVC 1500 ml
- maska nr 5
- rezerwuar 2000 ml
- przewód tlenowy o długości 2,1 m
- zawór bezpieczeństwa

Charakterystyka produktu

- wyrób medyczny klasy 2a, niesterylny
- wersja: dla osób dorosłych
- produkt jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu
- termin przydatności: 3 lat od daty produkcji

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Xiamen Compower Medical Tech. Co., Ltd., Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Niemcy

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Xiamen Compower Medical Tech. Co., Ltd., Chiny

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.