

RESUSCYTATOR, WOREK SAMOROZPRĘŻALNY PVC DLA DZIECI



Wysokiej jakości resuscytator PVC dla dzieci (worek samorozprężalny) przeznaczony jest do prowadzenia wentylacji pacjenta. Worek posiada zawór bezpieczeństwa ograniczający ciśnienie do 40 mbar. Produkt jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu.

Kod produktu: EMR0402005

GTIN: 6946430422477

Kod produktu: TLE-029

GTIN: 6946430422477

69,00 zł z VAT, 63,89 zł netto

Opis

Wysokiej jakości resuscytator PVC dla dzieci (worek samorozprężalny) przeznaczony jest do prowadzenia wentylacji pacjenta. Worek posiada zawór bezpieczeństwa ograniczający ciśnienie do 40 mbar. Produkt jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu.

W skład zestawu wchodzi

- resuscytator PVC 550 ml
- maska nr 3
- rezerwuuar 1600 ml
- przewód tlenowy o długości 2,1 m
- zawór bezpieczeństwa

Charakterystyka produktu

- wyrób medyczny klasy 2a, niesterylny
- wersja: pediatryczna
- produkt jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu
- termin przydatności: 3 lat od daty produkcji

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Xiamen Compower Medical Tech. Co., Ltd., Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Niemcy

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Xiamen Compower Medical Tech. Co., Ltd., Chiny

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.