

RESUSCYTATOR, WOREK SAMOROZPRĘŻALNY SILIKONOWY DLA DOROSŁYCH



Wysokiej jakości wielorazowy resuscytator silikonowy przeznaczony jest do prowadzenia wentylacji osób dorosłych. Produkt wielorazowego użytku, można poddawać sterylizacji. Worek posiada zawór bezpieczeństwa ograniczający ciśnienie do 60 mbar.

Kod produktu: EMR01010011

GTIN: 6946430422521

Kod produktu: TLE-032

GTIN: 6946430422521

145,00 zł z VAT, 134,26 zł netto

Opis

Wysokiej jakości wielorazowy resuscytator silikonowy przeznaczony jest do prowadzenia wentylacji osób dorosłych. Produkt wielorazowego użytku, można poddawać sterylizacji. Worek posiada zawór bezpieczeństwa ograniczający ciśnienie do 60 mbar.

W skład zestawu wchodzi

- resuscytator silikonowy 1500 ml
- maska nr 5
- rezerwuuar 2000 ml
- przewód tlenowy o długości 2,1 m
- zawór bezpieczeństwa

Charakterystyka produktu

- wyrób medyczny klasy 2a, niesterylny
- wersja: dla osób dorosłych
- produkt wielorazowego użytku, nie zawiera lateksu
- termin przydatności: 5 lat od daty produkcji

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Xiamen Compower Medical Tech. Co., Ltd., Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Niemcy

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Xiamen Compower Medical Tech. Co., Ltd., Chiny

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.