

RESUSCYTATOR, WOREK SAMOROZPRĘŻALNY SILIKONOWY DLA DZIECI



Wysokiej jakości wielorazowy resuscytator silikonowy przeznaczony jest do prowadzenia wentylacji dzieci.

Produkt wielorazowego użytku, można poddawać sterylizacji. Worek posiada zawór bezpieczeństwa ograniczający ciśnienie do 40 mbar.

Kod produktu: EMR0102005

GTIN: 6946430422545

Kod produktu: TLE-031

GTIN: 6946430422545

145,00 zł z VAT, 134,26 zł netto

Opis

Wysokiej jakości wielorazowy resuscytator silikonowy przeznaczony jest do prowadzenia wentylacji dzieci. Produkt wielorazowego użytku, można poddawać sterylizacji. Worek posiada zawór bezpieczeństwa ograniczający ciśnienie do 40 mbar.

W skład zestawu wchodzi

- resuscytator silikonowy 550 ml
- maska nr 3
- rezerwuar 1600 ml
- przewód tlenowy o długości 2,1 m
- zawór bezpieczeństwa

Charakterystyka produktu

- wyrób medyczny klasy 2a, niesterylny
- wersja: pediatryczna
- produkt wielorazowego użytku, nie zawiera lateksu
- termin przydatności: 5 lat od daty produkcji

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Xiamen Compower Medical Tech. Co., Ltd., Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Niemcy

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Xiamen Compower Medical Tech. Co., Ltd., Chiny

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.