


# RURKA KRTANIOWA LTS-D



Rurki krtaniowe LTS-D umożliwiają intubację pacjenta bez użycia instrumentów takich jak laryngoskop. Taka intubacja nie drażni strun głosowych ani tchawicy, jest alternatywą dla masek krtaniowych. Ponadto, rurka posiada dwa nadmuchiwane woreczki, które uszczelniają kanały oddechowe oraz minimalizują ryzyko przedostania się powietrza do żołądka.

---

**Kod produktu:** SZK-PARENT-988

**99,00 zł z VAT, 91,67 zł netto**

## Opis

Rurki krtaniowe LTS-D umożliwiają intubację pacjenta bez użycia instrumentów takich jak laryngoskop. Taka intubacja nie drażni strun głosowych ani tchawicy, jest alternatywą dla masek krtaniowych. Ponadto, rurka posiada dwa nadmuchiwane woreczki, które uszczelniają kanały oddechowe oraz minimalizują ryzyko przedostania się powietrza do żołądka.

## Cechy produktu

- produkty jednorazowe
- rurki wykonane z wysokiej jakości PCV, bez dodatku lateksu
- pakowane indywidualnie

## Dostępne rozmiary

- Nr 0 (noworodek < 5 kg) – kolor przezroczysty
- Nr 1 (niemowlę 5-12 kg) – kolor biały
- Nr 2 (dzieci 12-25 kg) – kolor zielony
- Nr 2.5 (dzieci 125-150cm) – kolor pomarańczowy
- Nr 3 (dorośli < 155 cm) – kolor żółty
- Nr 4 (dorośli 155-180 cm) – kolor czerwony
- Nr 5 (dorośli > 180 cm) – kolor fioletowy

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent**

VBM Medizintechnik GmbH, Niemcy

**Charakterystyka produktu**

- **Wariant:** nr 0, nr 1, nr 2, nr 2,5, nr 3, nr 4, nr 5

**Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent**

VBM Medizintechnik GmbH, Niemcy

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.