

RURKA NOSOWO-GARDŁOWA



Rurka nosowo-gardłowa wykorzystywana jest w celu zachowania drożności górnych dróg oddechowych, podczas gdy zachowanie drożności przez usta jest utrudnione bądź niemożliwe.

Kod produktu: SZK-PARENT-12915

11,00 zł z VAT, 10,19 zł netto

Opis

Rurka nosowo-gardłowa wykorzystywana jest w celu zachowania drożności górnych dróg oddechowych, podczas gdy zachowanie drożności przez usta jest utrudnione bądź niemożliwe.

Charakterystyka

- wykonana z miękkiego i elastycznego PVC
- bez dodatku lateksu
- transparentna
- jałowa, jednorazowego użytku
- końcówka rurki jest zaokrąglona i ścięta pod kątem, co powoduje, że jest łatwa do założenia i bezpieczna dla pacjenta.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Bonree Medical Co., Ltd., Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Sinmed Sp.z o.o., Polska

Charakterystyka produktu

- **Wariant:** nr 8,5, nr 6,0, nr 6,5, nr 7,0, nr 7,5, nr 8,0

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Bonree Medical Co., Ltd., Chiny

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.