

RURKA USTNO-GARDŁOWA GUEDELA



Rurek ustno-gardłowych typu Guedel'a służy udrożnianiu górnych dróg oddechowych. Produkt sterylny, wykonany z przezroczystego PVC umożliwiające stwierdzenie ciała obcego w świetle rurki.

Kod produktu: SZK-PARENT-968

2,50 zł z VAT, 2,31 zł netto

Opis

Rurka ustno-gardłowa typu Guedel'a służąca udrożnianiu górnych dróg oddechowych. Produkt sterylny, wykonany z przezroczystego PVC umożliwiające stwierdzenie ciała obcego w świetle rurki.

Zastosowanie

- wyrób stosowany podczas prowadzenia wentylacji płuc
- umożliwia udrożnienie górnych dróg oddechowych
- zapewnia ratownikowi komfort prowadzenia zabiegów oraz podnosi skuteczność prowadzonej akcji udzielania pomocy
- ułatwia stabilizację rurki intubacyjnej

Dostępne rozmiary

- 6 – 12 cm
- 5 – 11 cm
- 4 – 10 cm
- 3 – 9 cm
- 2 – 8 cm
- 1 – 7 cm
- 0 – 6 cm
- 00 – 5 cm
- 000 – 4 cm

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Xiamen Compower Medical Tech Co. Ltd., Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Niemcy

Charakterystyka produktu

- **Wariant:** nr 0, nr 00, nr 000, nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Xiamen Compower Medical Tech Co. Ltd., Chiny

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.