

# RURKA USTNO-GARDŁOWA GUEDELA



Rurek ustno-gardłowych typu Guedel'a służy udrożnieniu górnych dróg oddechowych. Produkt sterylny, wykonany z przezroczystego PVC umożliwiające stwierdzenie ciała obcego w świetle rurki.

---

**Kod produktu:** SZK-PARENT-968

**2,50 zł z VAT, 2,31 zł netto**

## Opis

Rurka ustno-gardłowa typu Guedel'a służąca udrożnieniu górnych dróg oddechowych. Produkt sterylny, wykonany z przezroczystego PVC umożliwiające stwierdzenie ciała obcego w świetle rurki.

## Zastosowanie

- wyrób stosowany podczas prowadzenia wentylacji płuc
- umożliwia udrożnienie górnych dróg oddechowych
- zapewnia ratownikowi komfort prowadzenia zabiegów oraz podnosi skuteczność prowadzonej akcji udzielania pomocy
- ułatwia stabilizację rurki intubacyjnej

## Dostępne rozmiary

- 6 - 12 cm
- 5 - 11 cm
- 4 - 10 cm
- 3 - 9 cm
- 2 - 8 cm
- 1 - 7 cm
- 0 - 6 cm
- 00 - 5 cm
- 000 - 4 cm

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent**

Xiamen Compower Medical Tech Co. Ltd., Chiny

**Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Niemcy

**Charakterystyka produktu**

- **Wariant:** nr 0, nr 00, nr 000, nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6

**Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent**

Xiamen Compower Medical Tech Co. Ltd., Chiny

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.