

SKILLGUIDE - PANEL KONTROLNY DO FANTOMÓW LAERDAL LITTLE QCPR



Panel kontrolny SkillGuide przeznaczony do współpracy z manekinami firmy Laerdal z serii Resusci QCPR, a także Little QCPR poprzez dołączony w zestawie dodatkowy kabel.

Kod produktu: FAN-026

470,00 zł z VAT, 382,11 zł netto

Opis

Panel kontrolny SkillGuide przeznaczony do współpracy z manekinami firmy Laerdal z serii **Resusci QCPR**, a także **Little QCPR** poprzez dołączony w zestawie dodatkowy kabel. Ekran wyświetla pomiar obecnie wykonywanych ćwiczeń RKO. Urządzenie monitoruje głębokość i częstość ucisków, objętość oddechową, a także błędy relaksacji klatki piersiowej. W podsumowaniu resuscytacji znajdują się następujące informacje:

- procentowa wartość poprawnie wykonanych ucisków oraz wdmuchnięć
- czas wykonywania resuscytacji
- czas efektywnego przepływu

Tryby pracy

- wyświetlanie bieżących wyników
- rejestrowanie wyników
- podsumowanie sesji treningowej

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

Producent

Laerdal Medical AS
P.O. Box 377
Tanke Svilands gate 30
4002 Stavanger
Norwegia
post@laerdal.no
+47 51 51 17 00

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Laerdal Medical AS P.O. Box 377 Tanke Svilands gate 30 4002 Stavanger Norwegia post@laerdal.no +47 51 51 17 00

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.