

SKÓRA CIAŁA BRAYDEN JUNIOR



Wymienna skóra torsu do manekinów Brayden Basic i Baby LED.

Skóra ciała Junior wraz ze skórą twarzy Jnior pozwala szybko przekształcić fantom Brayden osoby dorosłej w fantom przedstawiający dziecko w wieku ok. 10-12 lat. Skóra manekinów Brayden jest wykonana z materiałów wolnych od lateksu dzięki czemu łatwo przykleja się i usuwa z niej elektrody treningowe. Skóra w dotyku bardzo przypomina skórę człowieka.

Skóra ciała Brayden Junior

Kod: IM16-JA03

Wymienna skóra torsu do manekinów Brayden Basic i Baby LED.

Skóra ciała Junior wraz ze skórą twarzy Jnior pozwala szybko przekształcić fantom Brayden osoby dorosłej w fantom przedstawiający dziecko w wieku ok. 10-12 lat.

Skóra manekinów Brayden jest wykonana z materiałów wolnych od lateksu dzięki czemu łatwo przykleja się i usuwa z niej elektrody treningowe. Skóra w dotyku bardzo przypomina skórę człowieka.

Łatwa w czyszczeniu i bardzo trwała.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.