

SKÓRA CIAŁA BRAYDEN PRO



Wymienna skóra torsu do manekinów Brayden PRO, posiada wmontowany magnes, który jest potrzebny do połączenia się manekina PRO z aplikacją Brayden Online. Skóra manekinów Brayden jest wykonana z materiałów wolnych od lateksu dzięki czemu łatwo przykleja się i usuwa z niej elektrody treningowe. Skóra w dotyku bardzo przypomina skórę człowieka. Łatwa w czyszczeniu i bardzo trwała.

Skóra ciała Brayden PRO

Kod: IM16-SA02

Wymienna skóra torsu do manekinów Brayden PRO, posiada wmontowany magnes, który jest potrzebny do połączenia się manekina PRO z aplikacją Brayden Online.

Skóra manekinów Brayden jest wykonana z materiałów wolnych od lateksu dzięki czemu łatwo przykleja się i usuwa z niej elektrody treningowe. Skóra w dotyku bardzo przypomina skórę człowieka.

Łatwa w czyszczeniu i bardzo trwała.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.