

SONDA PRZEŁYKOWO REKTALNA DO TERMOMETRU HOPETHERM



Jedną z najdokładniejszych metod pomiaru temperatury głębokiej ciała jest pomiar temperatury w przełyku lub w odbytnicy.

Sonda przełykowo-rektalna z czujnikiem temperatury jest przeznaczona do rutynowego monitorowania temperatury głębokiej pacjenta w celu diagnostyki hipotermii. Sonda została zaprojektowana w taki sposób aby mogła być wprowadzona przez przełyk, nosogardziel lub odbyt.

Sondę przełykowo-rektalną stosuje się w warunkach klinicznych, m.in. na salach operacyjnych, w oddziałach ratunkowych, na oddziałach intensywnej terapii, na oddziałach opieki pooperacyjnej oraz na oddziale opieki ogólnej.

Sonda przełykowo-rektalna do termometru HOPETHERM

kod: HT-SPR-1

Jedną z najdokładniejszych metod pomiaru temperatury głębokiej ciała jest pomiar temperatury w przełyku lub w odbytnicy.

Sonda przełykowo-rektalna z czujnikiem temperatury jest przeznaczona do rutynowego monitorowania temperatury głębokiej pacjenta w celu diagnostyki hipotermii. Sonda została zaprojektowana w taki sposób aby mogła być wprowadzona przez przełyk, nosogardziel lub odbyt.

Sondę przełykowo-rektalną stosuje się w warunkach klinicznych, m.in. na salach operacyjnych, w oddziałach ratunkowych, na oddziałach intensywnej terapii, na oddziałach opieki pooperacyjnej oraz na oddziale opieki ogólnej.

Możliwości zastosowania:

- sonda w 1/3 dolnej przełyku - pomiar inwazyjny - tylko gdy chory nieprzytomny, zaintubowany,
- pomiar w odbytnicy - pomiar inwazyjny, często krępujący u chorych przytomnych.

Cechy produktu - sonda Covidien:

- Wykończenie Satin Slip™ gwarantuje łatwe i bezurazowe umieszczenie sondy.
- Całkowicie zamknięty (odizolowany) czujnik pomiaru zapewnia większe bezpieczeństwo pacjenta.
- Posiada długi, mocny przewód (wzmocniony materiałem Kevlar®), który utrzymuje złącze z dala od pacjenta.

- Szybko i dokładnie odzwierciedla zmiany temperatury wewnętrznej ciała.
- Złącze jest kompatybilne z większością sprzętów pomiarowych.
- Sonda jest produktem jednorazowym.
- Sonda przeznaczona do zastosowania u osób dorosłych.
- Wymiary: długość: całkowita ok. 77cm (sonda: 47 cm; kabel ze złączem 30 cm); średnica sondy: 4 mm.

Cechy produktu - sonda Smiths Medical:

- Wykończenie PVC gwarantuje łatwe i bezurazowe umieszczenie sondy.
- Całkowicie zamknięty (odizolowany) czujnik pomiaru zapewnia większe bezpieczeństwo pacjenta.
- Posiada długi, zintegrowany z wtyczką przewód, który utrzymuje złącze z dala od pacjenta.
- Szybko i dokładnie odzwierciedla zmiany temperatury wewnętrznej ciała.
- Złącze jest kompatybilne z większością sprzętów pomiarowych.
- Sonda jest produktem jednorazowym.
- Sonda przeznaczona do zastosowania u osób dorosłych.
- Wymiary: długość całkowita 78 cm; średnica sondy: ok. 5 mm.
- Nie zawiera lateksu.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.