



SPRĘŻYNA BRAYDEN BABY / BABY PRO

Sprężyna imitująca siłę oporu klatki piersiowej oraz jej relaksację u niemowlecia to element eksploatacyjny manekina, który z czasem się zżuwa i wymaga wymiany. Sprężyna IM17-SA11 dedykowana jest do manekina Brayden Baby i Brayden Baby PRO.

Sprężyna Brayden Baby

Kod: IM17-SA11

Sprężyna imitująca siłę oporu klatki piersiowej oraz jej relaksację u niemowlecia to element eksploatacyjny manekina, który z czasem się zżuwa i wymaga wymiany.

Sprężyna IM17-SA11 dedykowana jest do manekina Brayden Baby i Brayden Baby PRO.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.