



## SPRĘŻYNA BRAYDEN BABY / BABY PRO

Sprężyna imitująca siłę oporu klatki piersiowej oraz jej relaksację u niemowlectwa to element eksploatacyjny manekina, który z czasem się zżuwa i wymaga wymiany.

Sprężyna IM17-SA11 dedykowana jest do manekina Brayden Baby i Brayden Baby PRO.

---

Sprężyna Brayden Baby

Kod: IM17-SA11

Sprężyna imitująca siłę oporu klatki piersiowej oraz jej relaksację u niemowlectwa to element eksploatacyjny manekina, który z czasem się zżuwa i wymaga wymiany.

Sprężyna IM17-SA11 dedykowana jest do manekina Brayden Baby i Brayden Baby PRO.

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.