

SPRĘŻYNA BRAYDEN / BRAYDEN PRO



Sprężyna Brayden do Basic PRO Led

Kod: IM13-SA12

Sprężyna imitująca siłę oporu klatki piersiowej oraz jej relaksację u osoby dorosłej to element eksploatacyjny manekina, który z czasem się zżuwa i wymaga wymiany.

Sprężyna IM13-SA12 dedykowana jest do dorosłych manekina Brayden.

Sprężyna Brayden do Basic PRO Led

Kod: IM13-SA12

Sprężyna imitująca siłę oporu klatki piersiowej oraz jej relaksację u osoby dorosłej to element eksploatacyjny manekina, który z czasem się zżuwa i wymaga wymiany.

Sprężyna IM13-SA12 dedykowana jest do dorosłych manekina Brayden.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.