



## SPRĘŻYNA BRAYDEN JUNIOR

Sprężyna imitująca siłę oporu klatki piersiowej oraz jej relaksację dziecka w wieku 10-12 lat.

Do dorosłego manekina a pomocą zestawu do konwersji w fantoma Brayden Junior.

---

Sprężyna Brayden Junior

Kod: IM13-JA04

Sprężyna imitująca siłę oporu klatki piersiowej oraz jej relaksację dziecka w wieku 10-12 lat.

Do dorosłego manekina a pomocą zestawu do konwersji w fantoma Brayden Junior.

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.