

SSAK MECHANICZNY PISTOLETOWY COMFY VAC



Ssak ręczny COMFY VAC to bardzo wysokiej jakości urządzenie do odsysania wydzielin. Produkt charakteryzuje się bezpieczeństwem, solidnością i niezawodnością w prowadzeniu akcji ratowniczej. Jest bardzo funkcjonalny i może być obsługiwany nawet jedną ręką. Przeznaczony do pracy zarówno z dorosłymi jak i pediatrycznymi pacjentami.

Kod produktu: HU-051

GTIN: 4711402238118

Kod produktu: SPR-005

GTIN: 4711402238118

265,00 zł z VAT, 245,37 zł netto

Opis

Ssak ręczny COMFY VAC to bardzo wysokiej jakości urządzenie do odsysania wydzielin. Produkt charakteryzuje się bezpieczeństwem, solidnością i niezawodnością w prowadzeniu akcji ratowniczej. Jest bardzo funkcjonalny i może być obsługiwany nawet jedną ręką. Przeznaczony do pracy zarówno z dorosłymi jak i pediatrycznymi pacjentami.

Skład zestawu

- pompa ssąca o maksymalnej sile ssania 500 mmHg
- 2x pojemnik o pojemności 250 ml
- cewnik twardy o długości 18,5 cm
- cewnik miękki o długości 18 cm

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Headstar Medical Products Co., Ltd., Tajwan

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Obelis S.A., Belgia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Headstar Medical Products Co., Ltd., Tajwan

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.