

# STABILIZATOR IGŁY DOSZPIKOWEJ SAM IO



Stabilizator igły doszpikowej SAM IO to produkt przeznaczony do zabezpieczenia dostępu doszpikowego po założeniu igły w systemie SAM IO. Konstrukcja w formie cylindra pomaga chronić igłę i cewnik przed przypadkowym przemieszczeniem, jednocześnie ograniczając bezpośredni kontakt z igłą. Produkt wspiera stabilizację dostępu podczas dalszego postępowania z pacjentem oraz w trakcie transportu.

**Kod produktu:** IO740-1P

---

**Kod produktu:** IO740-1P

**140,00 zł z VAT, 129,63 zł netto**

## Opis

### Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### Producent

ZIEN Medical Technologies LLC, Stany Zjednoczone

### Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

CS Life Sciences Europe Ltd, Irlandia

### Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### Producent

ZIEN Medical Technologies LLC, Stany Zjednoczone

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.