

STABILIZATOR IGŁY DOSZPIKOWEJ SAM IO



Stabilizator igły doszpikowej SAM IO to produkt przeznaczony do zabezpieczenia dostępu doszpikowego po założeniu igły w systemie SAM IO. Konstrukcja w formie cylindra pomaga chronić igłę i cewnik przed przypadkowym przemieszczeniem, jednocześnie ograniczając bezpośredni kontakt z igłą. Produkt wspiera stabilizację dostępu podczas dalszego postępowania z pacjentem oraz w trakcie transportu.

Kod produktu: IO740-1P

Kod produktu: IO740-1P

140,00 zł z VAT, 129,63 zł netto

Opis

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

ZIEN Medical Technologies LLC, Stany Zjednoczone

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

CS Life Sciences Europe Ltd, Irlandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

ZIEN Medical Technologies LLC, Stany Zjednoczone

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.