

STABILIZATOR KLOCKOWY GŁOWY DLA DZIECI



Stabilizator klockowy głowy jest uniwersalnym systemem unieruchomienia głowy z wykorzystaniem deski ortopedycznej. Wersja pediatryczna.

Kod produktu: AZ-HI-04

GTIN: 6973105235933

Kod produktu: TIU-010

GTIN: 6973105235933

230,00 zł z VAT, 212,96 zł netto

Opis

Stabilizator klockowy głowy jest uniwersalnym systemem unieruchomienia głowy z wykorzystaniem deski ortopedycznej.

Precyzyjna stabilizacja

Stabilizator został dopasowany do kształtu głowy dziecka, zapewniając optymalne wsparcie dla głowy i szyi przy użyciu deski ortopedycznej. Jest to istotne w sytuacjach, gdzie stabilizacja odcinka szyjnego jest niezbędna, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom.

Charakterystyka

- wykonany z pianki EVA z powłoką PU+PVC umożliwiającą łatwe mycie i dezynfekcję
- zewnętrzna powłoka nie przepuszcza płynów
- klocki posiadają otwory boczne dające dostęp do boku głowy poszkodowanego
- nie wpływa na badania diagnostyczne takie jak RTG, MRI czy tomografia komputerowa
- uniwersalne zastosowanie przy deskach i noszach

Skład zestawu

- para klocków stabilizacyjnych
- podkładka z rzepem do montowania klocków stabilizacyjnych
- paski do stabilizacji głowy poszkodowanego (tzw. czoło – żuchwa)

Cechy produktu

- wyrób medyczny klasy I niesterylny

- kolor powłoki: niebieska
- wersja: pediatryczna

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Anping Guardian Medical Equipment Co., Ltd., Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Mednet GmbH, Niemcy

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Anping Guardian Medical Equipment Co., Ltd., Chiny

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.