

STAZA TAKTYCZNA SWAT-T, KOLOR POMARAŃCZOWY



Staza taktyczna SWAT-T Tourniquet™ to wyjątkowe, wielofunkcyjne narzędzie ratunkowe umożliwiające kontrolę krwawienia.

Kod produktu: PDF166

GTIN: 5060483571515

Kod produktu: RT-126

GTIN: 5060483571515

91,00 zł z VAT, 84,26 zł netto

Opis

Staza taktyczna SWAT-T Tourniquet™ to wyjątkowe, wielofunkcyjne narzędzie ratunkowe. Rozwiązanie zostało opracowane wspólnie z wojskowymi i cywilnymi zespołami Special Weapons and Tactics. Opaska uciskowa SWAT-Tourniquet™ umożliwi kontrolę silnego krwawienia. Zaraportowane przypadki użycia na psach K9, pozwalają również na potwierdzenie możliwości skutecznego zastosowania tego typu opaski uciskowej u rannych zwierząt.

Jedną z największych zalet opaski jest prosta budowa i łatwość użycia. W deklaracji producenta produkt jest wielofunkcyjny i może być użyty jako:

- opaska uciskowa,
- opatrunek uciskowy
- bandaż elastyczny

Charakterystyka produktu

- nie zawiera lateksu
- produkt wielokrotnego użytku
- trwałe i wszechstronne rozwiązanie
- waga: około 95 gram
- produkt w kolorze czarnym lub pomarańczowym
- przybliżone wymiary po spakowaniu: 6 x 10 cm
- minimalna zalecana temperatura pracy -53° C, maksymalna 82° C
- wyrób medyczny wielorazowego użycia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Safeguard Medical Technologies Limited, Wielka Brytania

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Safeguard Technologies Ltd., Irlandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Safeguard Medical Technologies Limited, Wielka Brytania

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.