

STRZYKAWKA JEDNORAZOWA 2-CZĘŚCIOWA



Jednorazowa strzykawka z przezroczystym cylindrem zapewniającym dobrą widoczność zawartości oraz płynny przesuw tłoka. Wyposażona w kryzę zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka oraz centralne zakończenie stożkowe typu Luer; produkt niepirogenny, nietoksyczny, wolny od lateksu i ftalanów, sterylizowany tlenkiem etylenu, przeznaczony do podawania i pobierania leków oraz próbek płynów ustrojowych. Dostępne pojemności: 2, 5, 10, 20 ml.

Kod produktu: SZK-PARENT-521170

0,25 zł z VAT, 0,23 zł netto

Opis

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

ZARYS INTERNATIONAL Sp. z o.o., Polska

Charakterystyka produktu

- **Wariant:** 10ml, 20ml, 2ml, 5ml

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

ZARYS INTERNATIONAL Sp. z o.o., Polska