

## SZAFKA HEARTSAVE WALL BOX (SERIA HEARTSAVE)



Szafka ścienna HeartSave Wallbox firmy Primedic to nowoczesna kapsuła do zastosowań wewnętrznych. Kapsuła HeartSave Wallbox wykonana jest z bardzo trwałych materiałów (tworzywo ABS) odpornych na uszkodzenia mechaniczne chroniąc w ten sposób umieszczony w niej defibrylator AED.

Drzwiczki szafki posiadają duże okno rewizyjne (wykonane z plexi) dzięki czemu defibrylator umieszczony w kapsule jest bardzo dobrze widoczny i w łatwy sposób można skontrolować jego stan operacyjny bez potrzeby otwierania szafki.

Elegancki, minimalistyczny design i stonowane kolory wywierają przyjemne, estetyczne wrażenie, pozwala to na zastosowanie kapsuły HeartSave Primedic nawet w bardzo nowoczesnych wnętrzach nie zaburzając przy tym spójnego wizerunku wnętrza.

Kapsuła jest dedykowana do przechowywania defibrylatorów z serii Primedic HeartSave, ale może być również stosowana z defibrylatorami innych marek.

---

Szafka ścienna HeartSave Primedic

Kod: 97849

Szafka ścienna HeartSave Wallbox firmy Primedic to nowoczesna kapsuła do zastosowań wewnętrznych.

Kapsuła HeartSave Wallbox wykonana jest z bardzo trwałych materiałów (tworzywo ABS) odpornych na uszkodzenia mechaniczne chroniąc w ten sposób umieszczony w niej defibrylator AED.

Drzwiczki szafki posiadają duże okno rewizyjne (wykonane z plexi) dzięki czemu defibrylator umieszczony w kapsule jest bardzo dobrze widoczny i w łatwy sposób można skontrolować jego stan operacyjny bez potrzeby otwierania szafki.

Elegancki, minimalistyczny design i stonowane kolory wywierają przyjemne, estetyczne wrażenie, pozwala to na zastosowanie kapsuły HeartSave Primedic nawet w bardzo nowoczesnych wnętrzach nie zaburzając przy tym spójnego wizerunku wnętrza.

Kapsuła jest dedykowana do przechowywania defibrylatorów z serii Primedic HeartSave, ale może być również stosowana z defibrylatorami innych marek.

Funkcje szafki HeartSave Wallbox:

- alarm świetlny - włącza się po otwarciu szafki,

- alarm dźwiękowy - alarm dźwiękowy włącza się po wyjęciu defibrylatora AED i wydaje dźwięk przez 30 sekund nawet jeśli drzwiczki zostaną ponownie zamknięte,
  - zasilanie: bateria blokowa 9V (brak w zestawie),
  - do zastosowań wewnętrznych,
  - kompatybilna z: HeartSave PAD, HeartSave AED, HeartSave AS, HeartSave AED-M, HeartSave Y, HeartSave YA.
- Wymiary: 50 x 41 x 19,5 cm

## **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.