

SZAFKA NA DEFIBRYLATOR AIVIA 100 ALARM



Szafki Aivia wykonane są z dwóch elementów: poliwęglanowej pokrywy z filtrem UV (drzwiczki) i korpusu (podstawy) z tworzywa ABS V0. Oba te materiały wykorzystywane są również w przemyśle motoryzacyjnym dzięki swej wyjątkowej odporności na uderzenia i inne uszkodzenia mechaniczne. Poliwęglan stosowany jest do produkcji reflektorów w samochodach, a ABS w produkcji zderzaków.

Szafka na defibrylator Aivia 100 Alarm

Kod: X2A100-XX100

Szafki AIVIA są opracowywane i produkowane we Francji zgodnie z najwyższymi standardami potwierdzonymi certyfikatem TÜV ISO 14001. Dodatkowo poddawane są rygorystycznej kontroli jakości, tak aby przechowywane w nich defibrylatory AED były chronione w najlepszy możliwy sposób.

Produkty AIVIA zaprojektowano z materiałów zapewniających maksymalną odporność na uderzenia, a także szkodliwe czynniki środowiska przy zachowaniu niskiej wagi produktu.

Szafki Aivia wykonane są z dwóch elementów: poliwęglanowej pokrywy z filtrem UV (drzwiczki) i korpusu (podstawy) z tworzywa ABS V0. Oba te materiały wykorzystywane są również w przemyśle motoryzacyjnym dzięki swej wyjątkowej odporności na uderzenia i inne uszkodzenia mechaniczne. Poliwęglan stosowany jest do produkcji reflektorów w samochodach, a ABS w produkcji zderzaków.

Dzięki wartości IK wynoszącej 10, najwyższemu stopniowi ochrony przed uderzeniami mechanicznymi i certyfikacji TUV, obudowa wewnętrzna AIVIA 100 gwarantuje trwałość i jakość.

Z przodu szafka oznakowana jest symbolem AED, instrukcją jak otworzyć szafkę i uproszczoną ikonografią „łańcucha przeżycia”.

Każda szafka z trzech stron (oba boki i przód) jest oznakowana symbolem AED dzięki czemu można szybko zlokalizować defibrylator.

Normy / standardy:

- standard bezpieczeństwa: RoHS 2 / FCC CFR część 15: 2020
- odporność na strumień wody i pyłoszczelność (IEC 60529): IP54
- odporność na wstrząsy (NG EN 62262:2004 i EN 60068-2-75:1998): IK 10

Funkcje Aivia 100 Alarm:

- alarm świetlny - migające czerwone lampki wskazują kiedy drzwi urządzenia są otwarte

- alarm dźwiękowy - w przypadku otwartych drzwiczek, szafka będzie wydawać sygnał dźwiękowy przez 3 minuty (głośność: od 70 do 105 decybeli)
- nocne podświetlenie - urządzenie AIVIA IN Alarm zostało wyposażone w miernik światła. W niskim natężeniu światła, mrugające na biało światło pomaga w zlokalizowaniu urządzenia AED
- zasilanie: baterie (4 x LR20)
- do zastosowań wewnętrznych

Wymiary: 20 x 38,8 x 42,3 cm

Waga: 3,5 kg

Zestaw zawiera:

- szafka na AED
- gumka do zamocowania AED w środku kabiny
- 4 baterie LR20
- zestaw papierowych plomb

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.