

# SZAFKA NA DEFIBRYLATOR AIVIA IN



Szafki Aivia wykonane są z dwóch elementów: poliwęglanowej pokrywy z filtrem UV (drzwiczki) i korpusu (podstawy) z tworzywa ABS V0. Oba te materiały wykorzystywane są również w przemyśle motoryzacyjnym dzięki swej wyjątkowej odporności na uderzenia i inne uszkodzenia mechaniczne. Poliwęglan stosowany jest do produkcji reflektorów w samochodach, a ABS w produkcji zderzaków.

---

Szafki AIVIA są opracowywane i produkowane we Francji zgodnie z najwyższymi standardami potwierdzonymi certyfikatem TÜV ISO 14001. Dodatkowo poddawane są rygorystycznej kontroli jakości, tak aby przechowywane w nich defibrylatory AED były chronione w najlepszy możliwy sposób.

Produkty AIVIA zaprojektowano z materiałów zapewniających maksymalną odporność na uderzenia, a także szkodliwe czynniki środowiska przy zachowaniu niskiej wagi produktu.

Szafki Aivia wykonane są z dwóch elementów: poliwęglanowej pokrywy z filtrem UV (drzwiczki) i korpusu (podstawy) z tworzywa ABS V0. Oba te materiały wykorzystywane są również w przemyśle motoryzacyjnym dzięki swej wyjątkowej odporności na uderzenia i inne uszkodzenia mechaniczne. Poliwęglan stosowany jest do produkcji reflektorów w samochodach, a ABS w produkcji zderzaków.

Dzięki wartości IK wynoszącej 10, najwyższemu stopniowi ochrony przed uderzeniami mechanicznymi, i certyfikacji TUV, obudowa szafki AIVIA gwarantuje trwałość i jakość.

Z przodu szafka oznakowana jest symbolem AED, instrukcją jak otworzyć szafkę i uproszczoną ikonografią „łańcucha przeżycia”.

Normy / standardy:

- standard bezpieczeństwa: RoHS 2 / FCC CFR część 15: 2020
- odporność na strumień wody i pyłoszczelność (IEC 60529): IP54
- odporność na wstrząsy (NG EN 62262:2004 i EN 60068-2-75:1998): IK 10

Wymiary: 20 x 34 x 41,5 cm

Waga: 2 kg

Funkcje Aivia IN:

- do zastosowań wewnętrznych

Zestaw zawiera:

- szafka na AED
- gumka do zamocowania AED w środku kabiny

- zestaw plomb w postaci papierowych naklejek

## **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.