



SZAFKA WEWNĘTRZNA ARKY Z ALARMEM NA DEFIBRYLATOR AED, KOLOR BIAŁY

ARKY INDOOR CLASSIC to uniwersalna szafka dedykowana do przechowywania dowolnego modelu defibrylatora AED wewnątrz budynku.

Kod produktu: DEF-260

470,00 zł z VAT, 382,11 zł netto

Opis

ARKY INDOOR CLASSIC to uniwersalna szafka dedykowana do **przechowywania dowolnego modelu defibrylatora AED wewnątrz budynku**. Produkt wykonano z metalowej blachy chroniącej urządzenie m. in. przed uszkodzeniami mechanicznymi, kurzem itp. Pomimo metalowej konstrukcji szafki, nie traci ona walorów estetycznych. Wysoka jakość wykończenia i dbałość o detale nadają szafce lekki design, który wpasuje się w dowolne wnętrze budynku.

Wersja szafki z **alarmem dźwiękowym**, który uruchamia się automatycznie przy otwarciu drzwiczek i informuje otoczenie o zagrożeniu. System otwierania szafki opiera się o zamknięcie magnetyczne, które gwarantuje szybki i bezproblemowy dostęp do defibrylatora w razie potrzeby użycia. Szafka posiada w części frontalnej duże okienko inspekcyjne, które pozwala na łatwą kontrolę stanu urządzenia bez konieczności wyjmowania AED. Szafka posiada otwory montażowe i niezbędne elementy montażowe dzięki czemu jej instalacja jest bardzo prosta i intuicyjna.

Charakterystyka produktu

- wymiary: 38 x 38 x 20 cm
- materiał: blacha stalowa malowana proszkowo w kolorze białym
- okienko inspekcyjne do kontroli stanu urządzenia
- zamek magnetyczny ułatwiający natychmiastowy dostęp do AED
- automatyczny alarm dźwiękowy przy otwarciu drzwiczek
- naklejka z uniwersalnym znakiem AED
- łatwy i intuicyjny montaż

Bezpieczeństwo

Szafka wewnętrzna przeznaczona do bezpiecznego przechowywania i eksponowania defibrylatora AED. Użytkować zgodnie z przeznaczeniem; montaż wykonać w sposób trwały i odpowiedni do rodzaju podłoża.

Producent

ARKY

Verlengde Bremenweg 12

9723 JV Groningen
Holandia
+31 (0)50 311 60 85
sales@arkycase.com

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

ARKY Verlengde Bremenweg 12 9723 JV Groningen Holandia +31 (0)50 311 60 85 sales@arkycase.com

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.