

# SZAFKA WEWNĘTRZNA CABINAID ESSENTIAL



Szafka Cabinaid to nowoczesne, wytrzymałe i funkcjonalne rozwiązanie do przechowywania defibrylatorów AED, które zapewnia szybki dostęp w sytuacjach ratunkowych.

---

**Kod produktu:** SZK-PARENT-40288

**1 540,00 zł z VAT, 1 252,03 zł netto**

## Opis

Szafka Cabinaid to nowoczesne, wytrzymałe i funkcjonalne rozwiązanie do przechowywania defibrylatorów AED, które zapewnia szybki dostęp w sytuacjach ratunkowych. Zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie i niezawodności. Dzięki innowacyjnemu systemowi otwierania, Cabinaid gwarantuje natychmiastowy dostęp do defibrylatora, co może mieć kluczowe znaczenie w sytuacjach kryzysowych.

- **Błyskawiczny dostęp do AED** – Szafka wyposażona jest w system szybkiego otwierania, który umożliwia natychmiastowe dotarcie do defibrylatora. Wystarczy pociągnąć za uchwyt jedną ręką, aby otworzyć szafkę i natychmiast rozpocząć używanie AED w razie potrzeby.
- **Kompatybilność z każdym modelem AED** – Cabinaid została zaprojektowana tak, aby pasowała do wszystkich dostępnych na rynku modeli defibrylatorów. Oferuje przestronną wnękę na urządzenie oraz akcesoria, zapewniając pełną funkcjonalność.
- **Nowoczesny design** – Dzięki jaskrawym kolorom Cabinaid wyróżnia się i jest łatwa do zauważenia.
- **Wysoka odporność i wytrzymałość** – Szafka spełnia normy IK10, co oznacza odporność na uderzenia o energii 20 dżuli. Certyfikat IP56 gwarantuje odporność na pył oraz wodę, co zapewnia niezawodność w każdych warunkach.
- **Łatwość montażu i obsługi** – Szafka Cabinaid jest prosta w montażu na dowolnej powierzchni, nie wymaga skomplikowanego systemu instalacyjnego, co znacznie obniża czas montażu.

## Przestronność i funkcjonalność

Szafki AED Cabinaid zostały zaprojektowane tak, aby pomieścić każdy typ defibrylatora. Stała głębokość zapewnia odpowiednią przestronność, także na dodatkowe akcesoria, takie jak zestaw ratowniczy, dodatkowe baterie, elektrody czy apteczka. Dzięki opcji organizowania wnętrza za pomocą przegród, można dostosować szafkę do własnych potrzeb.

## Specyfikacja:

- Szafka do użytku wewnętrznego w temperaturze od 0°C do 40°C
- Możliwość podłączenia alarmu

- Uchwyt na AED
- Dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych: zielony i czerwony
- Długość i szerokość: Ø 55 cm
- Szerokość wewnętrzna: Ø 48,5 cm
- Głębokość: 21,4 cm
- Waga: 5 kg

### **Bezpieczeństwo**

Szafka wewnętrzna przeznaczona do bezpiecznego przechowywania i eksponowania defibrylatora AED.  
Użytkować zgodnie z przeznaczeniem; montaż wykonać w sposób trwały i odpowiedni do rodzaju podłoża.

### **Producent**

AED Cup B.V.  
Celsiusstraat 15  
6003 DG Weert  
Holandia  
+31 495 760 156  
info@cabinaid.com

### **Charakterystyka produktu**

- **Wariant:** Zielona, Czerwona

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Producent**

AED Cup B.V. Celsiusstraat 15 6003 DG Weert Holandia +31 495 760 156 info@cabinaid.com