

SZAFKA WEWNĘTRZNA, METALOWA NA DEFIBRYLATOR AED (KLUCZYK)



Metalowa szafka na defibrylator AED wykonana z solidnej blachy malowanej proszkowo w kolorze białym. Szafka posiada system „zbij szybkę”, aby dostęp do defibrylatora był możliwy zawsze, gdy jest to konieczne. Na przednich drzwiczkach zainstalowano szybkę, która ułatwia kontrolę zawartości.

Kod produktu: DEF-043

270,00 zł z VAT, 219,51 zł netto

Opis

Metalowa szafka na defibrylator AED wykonana z solidnej blachy malowanej proszkowo w kolorze białym. Szafka posiada system „zbij szybkę”, aby dostęp do defibrylatora był możliwy zawsze, gdy jest to konieczne. Na przednich drzwiczkach zainstalowano szybkę, która ułatwia kontrolę zawartości. Produkt kompatybilny jest z większością defibrylatorów AED dostępnych na rynku.

Charakterystyka produktu

- wymiary: 35 x 35 x 18 cm
- materiał: blacha stalowa malowana proszkowo w kolorze białym
- okienko inspekcyjne: materiał PLEX
- okienko na kluczyk z szybką 1 mm

Bezpieczeństwo

Szafka wewnętrzna przeznaczona do bezpiecznego przechowywania i ekspozycji defibrylatora AED. Użytkować zgodnie z przeznaczeniem; montaż wykonać w sposób trwały i odpowiedni do rodzaju podłoża.

Producent

PPUH „SUPRON 3” Sp. z o.o.

ul. Sadownicza 6

26-600 Radom

Polska

+48 607 629 612

sprzedaz@supron.pl

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

PPUH "SUPRON 3" Sp. z o.o. ul. Sadownicza 6 26-600 Radom Polska +48 607 629 612 sprzedaz@supron.pl

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.