

SZAFKA WEWNĘTRZNA, METALOWA NA DEFIBRYLATOR AED (MAGNES)



Metalowa szafka na defibrylator AED wykonana z solidnej blachy malowanej proszkowo w kolorze białym. Szafka posiada drzwiczki zamykane na zamek magnetyczny, przez co dostęp do defibrylatora jest możliwy zawsze, gdy jest to konieczne. Na przednich drzwiczkach zainstalowano szybkę, która ułatwia kontrolę zawartości.

Kod produktu: DEF-253

280,00 zł z VAT, 227,64 zł netto

Opis

Metalowa szafka na defibrylator AED wykonana z solidnej blachy malowanej proszkowo w kolorze białym. Szafka posiada drzwiczki zamykane na zamek magnetyczny, przez co dostęp do defibrylatora jest możliwy zawsze, gdy jest to konieczne. Na przednich drzwiczkach zainstalowano szybkę, która ułatwia kontrolę zawartości. Produkt kompatybilny jest z większością defibrylatorów AED dostępnych na rynku.

Charakterystyka produktu

- wymiary: 35 x 35 x 18 cm
- materiał: blacha stalowa malowana proszkowo w kolorze białym
- okienko inspekcyjne: materiał PLEX
- zamek magnetyczny

Bezpieczeństwo

Szafka wewnętrzna przeznaczona do bezpiecznego przechowywania i ekspozycji defibrylatora AED. Użytkować zgodnie z przeznaczeniem; montaż wykonać w sposób trwały i odpowiedni do rodzaju podłoża.

Producent

PPUH "SUPRON 3" Sp. z o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom
Polska
+48 607 629 612
sprzedaz@supron.pl

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

PPUH "SUPRON 3" Sp. z o.o. ul. Sadownicza 6 26-600 Radom Polska +48 607 629 612 sprzedaz@supron.pl

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.