

# SZAFKA WEWNĘTRZNA, METALOWA NA DEFIBRYLATOR AED Z ALARMEM DŹWIĘKOWYM (MAGNES)



Metalowa szafka na defibrylator AED wykonana z solidnej blachy malowanej proszkowo w kolorze białym, która została dodatkowo wyposażona w alarm dźwiękowy, uruchamiany podczas otwarcia skrzynki przez użytkownika. Szafka posiada drzwiczki zamykane na zamek magnetyczny, przez co dostęp do defibrylatora jest możliwy zawsze, gdy jest to konieczne. Na przednich drzwiczkach zainstalowano szybkę, która ułatwia kontrolę zawartości.

---

**Kod produktu:** DEF-254

**360,00 zł z VAT, 292,68 zł netto**

## Opis

Metalowa szafka na defibrylator AED wykonana z solidnej blachy malowanej proszkowo w kolorze białym, która została dodatkowo wyposażona w alarm dźwiękowy, uruchamiany podczas otwarcia skrzynki przez użytkownika. Szafka posiada drzwiczki zamykane na zamek magnetyczny, przez co dostęp do defibrylatora jest możliwy zawsze, gdy jest to konieczne. Na przednich drzwiczkach zainstalowano szybkę, która ułatwia kontrolę zawartości. Produkt kompatybilny jest z większością defibrylatorów AED dostępnych na rynku.

## Charakterystyka produktu

- wymiary: 35 x 35 x 18 cm
- materiał: blacha stalowa malowana proszkowo w kolorze białym
- okienko inspekcyjne: materiał PLEX
- zamek magnetyczny

## Bezpieczeństwo

Szafka wewnętrzna przeznaczona do bezpiecznego przechowywania i ekspozycji defibrylatora AED. Użytkować zgodnie z przeznaczeniem; montaż wykonać w sposób trwały i odpowiedni do rodzaju podłoża.

## Producent

PPUH "SUPRON 3" Sp. z o.o.

ul. Sadownicza 6  
26-600 Radom  
Polska  
+48 607 629 612  
sprzedaz@supron.pl

## **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## **Producent**

PPUH "SUPRON 3" Sp. z o.o. ul. Sadownicza 6 26-600 Radom Polska +48 607 629 612 sprzedaz@supron.pl

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.